


NANOCONCEPTO



M I C R O F I L L E R N E E D L E S

N A N O T E C N O L O G Í A P A R A L A B E L L E Z A



La tecnología más avanzada, se pone al servicio de la belleza.

FeelSoft lleva su experiencia e innovación un paso más allá, creando el **NANOCONCEPTO**, y su nueva generación de cánulas, **MICRO FILLER NEEDLE**.

La reducción de la superficie, ayuda a tener menos resistencia en la inyección, lo que se traduce en una sensación menos traumática. sin apenas rastros visibles, y con una mejora en la experiencia de doctor y paciente.

La nanotecnología, consigue más **precisión**, mayor **flexibilidad**, y mejor **control** del producto inyectado, principalmente en los de alta viscosidad.

Micro Filler Needle viene con un marcado que sirve de referencia del tramo inducido, y en un kit junto con una aguja del mismo calibre.


Kit con una nanoaguja del mismo calibre.  
**24 unidades por caja**  
 CE 0476




TAMAÑO MICRO FILLER NEED-	TAMAÑO PUNZÓN	ÁREA	PRODUCTOS
<b>30G</b> Diámetro Exterior (0.30mm) x 25mm long.	27G x 13mm long.		Periorbicular, código de barras
<b>27G</b> Diámetro Exterior (0.40mm) x 40mm long.	26G x 13mm long.		Ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, PRP, otros rellenos, mesoterapia.
<b>27G</b> Diámetro Exterior (0.40mm) x 50mm long.	26G x 13mm long.	Facial, corporal, genital	
<b>25G</b> Diámetro Exterior (0.50mm) x 50mm long.	23G x 25mm long.		
<b>22G</b> Diámetro Exterior (0.70mm) x 50mm long.	21G x 25mm long.	Facial, corporal, intraarticular	
<b>22G</b> Diámetro Exterior (0.70mm) x 70mm long.	21G x 25mm long.		

# NUESTRA DIFERENCIA


- + Más de 60 años de experiencia
- + Miles de casos y análisis clínicos
- + Premios Internacionales
- + Presencia en los mejores Congresos
- + Formación Continua
- + Workshops Internacionales
- + Departamento Tecnovigilancia
- + Doctores Certificados




La reducción de la superficie, disminuye la resistencia a la inyección: **mínimamente traumática.**



**Flexibilidad.** Micro Filler Needle, refuerza el efecto embedding, permitiendo tratar un área más amplia, con un solo punto de entrada.




**Precisión.** Rellenos de alta viscosidad, de forma uniforme.



Indicado para: introducir rellenos en surco nasogeniano, líneas de marioneta, nariz, barbilla, aumento de pómulo, labio, áreas corporales y genitales.

# NANO CONCEPTO

La nanotecnología al servicio de la Medicina Estética. La revolución del nuevo concepto llega por la combinación de tradición y tecnología. El *NanoConcepto* reduce al mínimo la pared interna de la aguja, dando lugar a una aguja ultrafina que aumentará los beneficios de profesional y paciente.



**El futuro de los tratamientos, pasan necesariamente por la reducción del trauma, la solución llega de la mano de FeelSoft, y se llama *NanoConcepto*.**

## VENTAJAS MICRO FILLER

Permite introducir sustancias de alta viscosidad

Reducción de los efectos secundarios

Prácticamente indoloro

Máxima flexibilidad


Mínimo trauma

Sin downtime

Máxima flexibilidad sin perder el control de la trayectoria.

La cánula que mejora la experiencia del médico, facilitando la técnica, haciéndola aún menos traumática, y con un guiado preciso.

Indicado para: todo tipo de Fillers y rellenos dérmicos, tanto en facial como corporal y genital.



[vlift.es](http://vlift.es) / [vliftpro.org](http://vliftpro.org)

@VliftPro

[vliftpro@vlift.org](mailto:vliftpro@vlift.org)