



V Lift PRO



P D O T E N S I O

Designed for professionals



Potente Efecto Lifting

TENSIO

Hilos fabricados con moldes, con una disposición que les infiere una gran fuerza de tensión
Produce un gran efecto lifting

Cánula tipo W, lo que permite que se ancle más fácilmente en el tejido subcutáneo



INDICACIONES

- Pacientes con flacidez media y tejidos pesados
- Tratamientos corporales (glúteos, mamas, abdomen)
- Óvalo facial en gran flacidez






PRESENTACIÓN

- Cada sobre contiene 2 blíster con 2 hilos = 4 hilos (hilo+cánula)
- Cajas de 10 sobres, cajas de 3 sobres

CODICE	Ø AGO	LUNGH. AGO	LUNGH. FILO	USP FILO	Ø FILO
VTE181	18G	100 mm	165 mm	3	0,60 mm



ESQUEMAS



PUNTOS CLAVE

La cánula en W permite una inserción segura y fácil en el tejido y está tratada con un pulido especial para generar el mínimo trauma.

El hilo PDO proviene del fabricante número 1 en hilos PDO, además el largo del hilo es 1 cm más largo que otras marcas.

Proceso de fabricación en seco, envasado al vacío, con gas de nitrógeno para asegurar una alta calidad del hilo.

La disposición espacial del hilo permite una mayor deslizamiento a través de la cánula.

ANTES Y DESPUÉS



Foto courtesy of Dr.ssa Vicenta Llorca





V Lift PRO



Designed for professionals

vlift.es

CE 2292 ISO 13485



ver. 10/2020

06/10/20 18:02